

SJUKVÅRDSMATERIEL ALLMÄNT

MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

Detta materielvårdsschema gäller för materiel som är kopplad till schemat på mvif.se.

Allmänt

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

— VARNING —

lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.

Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.

Instruktionerna i detta schema är allmänna och följs när de är applicerbara på den materiel som vårdas.

Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Materiel med elektronik	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft	4	Fdm	Fd
Materiel utan elektronik	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft	8	Fdm	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Urtagna batterier hanteras enligt MVIF - Elektroteknisk materiel:
M7782-124003 ALKALISKA BATTERIER, SLUTNA
M7782-124011 BLYBATTERIER GEMENSAMT
M7782-124013 BLYBATTERIER FYLLDA
M7782-124021 TORRBATTERIER GEMENSAMT
M7782-124022 BRUNSTENS- OCH ALKALINEBATTERIER
M7782-124023 LITIUMBATTERIER

Förpackning

Packa materielen enligt eventuellt förekommande packningsinstruktion.

Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, materielvårdschema eller motsvarande publikation.

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
1	M7782-112001	NORMER GEMENSAMT
3	TO AF UHMAT 650 015711	KORROSIONSSKYDD VID INTERNATIONELLA INSATSER
4	M7782-124003	ALKALISKA BATTERIER, SLUTNA
5	M7782-124011	BLYBATTERIER GEMENSAMT
6	M7782-124013	BLYBATTERIER FYLLDA
7	M7782-124021	TORRBATTERIER GEMENSAMT
8	M7782-124022	BRUNSTENS- OCH ALKALINEBATTERIER
9	M7782-124023	LITIUMBATTERIER

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför daglig/särskild tillsyn enligt MVSCHD/MVSCHDS.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan.
- Korrosionsskyddet förbättras vid behov genom målning, insmörjning eller annan för materielen specificerad åtgärd.
- Demontera batterier, alternativt anslut till underhållsladdning.
- Packa materielen.
- Vårdmarkera.

Torrluftåtgärder

- Förvara i helavfuktat förråd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vårdintervall: Se normtabell

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan.
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan.
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför daglig/särskild tillsyn enligt MVSCHD/MVSCHDS.
- Demontera batterier, alternativt anslut till underhållsladdning.
- Packa materielen.
- Vårdmarkera.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan.
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan.
- Montera batterier, om nödvändigt ladda.
- Genomför funktionskontroll på materielen.
- Vårdmarkera.
- Packa materielen.

Åtgärder vid utlämning till insats

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan.
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan.
- Montera nya batterier, om nödvändigt ladda.
- Genomför funktionskontroll på materielen.
- Korrosionsskydda materielen enligt TO AF UHMAT 650 015711.
- Vårdmarkera.
- Packa materielen.
- Klargör utrustningen för transport till insats enligt särskilda direktiv.