

MEDICINTEKNISK UTRUSTNING OPERATION 2 /S

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8282-004110	MEDTEK UTR OP 2 /S

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Daglig tillsyn

Före användning

- Transportlåda
Kontroll renhet, skador, läsbarhet märkning, fastsättning och funktion.
- Förbrukningsmateriel
Kontroll renhet, skador och utgångsdatum.
Ersätt utgången förbrukningsmateriel.
- M2740-282010 PANNLAMPA 2
Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7837-433010
DIATERMIAPPARAT 5
Se M7782-029252 MVSCHDS DIATAPP5.
- M7838-820010
ULTRALJUDSUTR 4
Se M7782-029242 MVSCHD ULTRLJUTR 4.
- M7838-535010 DEFIBRILL
MINDRE
Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- M7837-433010 DIATERMIAPPARAT 5 Se M7782-029252 MVSCHDS DIATAPP 5.
- M7838-820010 ULTRALJUDSUTR 4 Se M7782-029242 MVSCHD ULTRLJUTR 4.
- M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Sats Inventering enligt M7777-716250 SL F M8282-004110.
- Förbrukningsmateriel Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.
- M2740-282010 PANNLAMPA 2 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7837-433010 DIATERMIAPPARAT 5 Se M7782-029252 MVSCHDS DIATAPP 5.
- M7838-820010 ULTRALJUDSUTR 4 Se M7782-029242 MVSCHD ULTRLJUTR 4.
- M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Allmänt Förvaring av packad sats enligt förvaringsmetod angiven på satsens transportlåda.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- M2740-282010 PANNLAMPA 2 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7837-433010 DIATERMIAPPARAT 5 Se M7782-029252 MVSCHDS DIATAPP 5.
- M7838-820010 ULTRALJUDSUTR 4 Se M7782-029242 MVSCHD ULTRLJUTR 4.
- M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Anm

Kontrollera att vårdintervallen i detta materielvårdsschema stämmer med aktuell utgåva av angivna materielvårdsscheman.

Varje månad

1. M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 4:e månad

2. M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov

3. M2740-282010 PANNLAMPA 2 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
4. M7837-433010 DIATERMIAPPARAT 5 Se M7782-029252 MVSCHDS DIATAPP 5.
5. M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER